

Łódź, 14.10.2014

OPINIA

Od paru lat regularnie używam igieł do płukania kanałów zębowych, których wytwórcą jest MEDICAL BROKERS Adam Cieślak Spółka Jawna z Łodzi.

Igły dostępne są w dwóch rodzajach – z jednym lub dwoma bocznymi otworami.

Dostępne rozmiary to 0,3 (30G) x 25mm (igły z jednym lub dwoma otworami) oraz 0,5 (25G) x 25mm (wyłącznie igły z jednym bocznym otworem).

Jakość tego wyrobu oceniam bardzo wysoko – zarówno dostępne rodzaje jak i rozmiary igieł odpowiadają różnorodnym potrzebom występującym podczas leczenia kanałowego.

Zwraca uwagę duża elastyczność kaniuli ułatwiająca dostęp do wąskiego i zagiętego kanału. Nawet znacznie zagięta kaniula zachowuje drożność.

Kaniule są starannie zaślepione, końcówka kaniuli jest wygładzona i zaokrąglona, co wpływa zarówno na bezpieczeństwo pacjenta jak i na komfort pracy stomatologa.

Starannie wykonane nasadki umożliwiają szczelne połączenie igły ze strzykawką typu luer-lock, co minimalizuje ryzyko niekontrolowanego wydostania się płynu płuczącego.

Prof. dr hab. n. med.
Halina Pawlicka
specj. stomat. zach. II°
4748843

Prof. zw. dr hab. Halina Pawlicka